



ACD GRUPPE ...damit sich was bewegt!

**ACD
GRUPPE**

DATENTECHNIK

IMAGIS

Fotodokumentation und Wundvermessung

Einfache Zuordnung von Fotos zum Kunden

Wählen Sie zunächst Ihren Kunden und die dazugehörige Wunde aus, dann fotografieren Sie die Wunde. Dadurch ist das Foto gleich dem richtigen Kunden zugeordnet und wird mit der nächsten Datenübertragung automatisch in die richtige Wunddokumentation eingebunden. Neben bestehenden Wunden können Sie natürlich auch neue Wunden lokalisieren und anlegen.

Optische Vermessung mit dem M215

Anhand eines Abstandssensors im Gerät kann automatisch und berührungslos die Wunde vermessen werden. Die Vermessungsdaten werden ebenfalls bei der Datenübertragung mit übergeben und können dadurch auch im Nachgang noch ermittelt werden. Ermitteln Sie so einfach Höhe, Breite, Fläche und Umfang der Wunde.



Handterminal M215

- Kamera
- Abstandssensor
- Robustes Gehäuse mit Gummischutz
- Farbige Funktionstasten
- Schnelleingabetastatur
- TFT-Display mit Touchscreen
- Windows Embedded Compact 6*

* Eingetragenes Warenzeichen - Microsoft
Technische Änderungen vorbehalten

© ACD Gruppe, 01/2012



ACD GRUPPE ...damit sich was bewegt!

DATENTECHNIK

IMAGIS Fotodokumentation und Wundvermessung

IMAGIS - PC - Programm

Wunddokumente

Bewohner: Ansel, Annemarie
 Datum: 02.07.2011
 Uhrzeit: 10:11:11
 Mitarbeiter: Bokart, Sybille

Abmessung und Position | Wundvergleich | Wundverlauf

Anzahl der Umrisse: 1 Umfang: 24,5 cm
 Maße: 2,7 cm x 6,9 cm Fläche: 15,3 cm

Nachbearbeitung & Verwaltung am PC

Wunddokumente

Bewohner: Ansel, Annemarie
 Datum: 03.07.2011
 Uhrzeit: 10:12:30
 Mitarbeiter: Erchenmoor, Christian

Abmessung und Position | Wundvergleich | Wundverlauf

Wundverlauf

Fläche (cm²) Umfang (cm) Breite (cm) Höhe (cm)

Datum-Uhrzeit

Datum: 05.07.2011 08:15:16
 Fläche (cm²): 15,3

Statistiken & Verläufe