



MOBILE DATENERFASSUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Imagis Mobile Wunddokumentation

Durch Imagis verringern Sie Ihren administrativen Aufwand bei der Erfassung, Dokumentation und Archivierung von Verletzungen und sparen gleichzeitig wertvolle Zeit. Verbessern Sie die Vollständigkeit und die Qualität Ihrer Wunddokumentation.

Identifikation per Barcode

Mit Hilfe des integrierten Barcodescanners ist die Identifikation von Mitarbeitern und Patienten schnell und sicher möglich.

Berührungslose Wunddokumentation

Die Integration einer 5 MP Kamera und eines Abstandssensors ermöglichen Ihnen mit unserem mobilen Terminal M315 eine berührungslose Dokumentation der Wunde ohne Lineal. Durch die Umrandung der Wundfläche auf dem großen 5 Zoll Touchscreen werden Länge, Breite, Fläche und Umfang der Wunde automatisch erfasst. Durch den Abstandssensor bleiben Ihre Wundbilder vergleichbar.

Automatische Zuordnung zur Wundakte


Durch die eindeutige Zuordnung der Dokumentation zum Patienten und der Wundlokation werden die erfassten Daten und Fotos automatisch der richtigen Stelle im KIS (Krankenhausinformationssystem) mittels HL7-Schnittstelle zugewiesen. Die sichere Datenübertragung ist Online sowie im Offline-Modus per Dockingstation möglich.

Flexible Wunddokumentation

Um die Dokumentation auch auf Ihre Klinik/Station anzupassen, kann der Dokumentationsablauf auf dem M315 ganz nach Ihren Vorgaben gestaltet werden. Sie bleiben bei der Zusammenstellung Ihrer Dokumentation flexibel.

Effizient, einfach und intuitiv

Eingaben können schnell und sicher über den großen Touchscreen gemacht werden. Durch das kleine und kompakte Terminal ist ein sicheres und einfaches Handling sowie eine ergonomische Arbeitsweise gewährleistet. Durch den Abstandssensor bleiben Ihre Wundbilder vergleichbar.



Mobiles Terminal M315

Berührungslose Dokumentation durch

- Integrierte 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung
- Integrierten Abstandssensor zur optischen Distanzerfassung

Schnelle und intuitive Bedienung durch

- 5 Zoll TFT-Farbdisplay mit LED-Backlight und kapazitivem Touchscreen

Optimale Arbeitsweise durch

- Robustes Gehäuse
- Tägliche Wischdesinfektion des Gehäuses



ACD Imagis



MOBILE DATENERFASSUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Imagis Mobile Wunddokumentation

Identifikation per Barcode

Scannen Sie Mitarbeiter- und Patienten-Barcodes zur schnellen und sicheren Auswahl für eine Wunddokumentation. Alternativ können Sie Mitarbeiter und Patienten auch aus einer Liste auswählen.

Lokalisation der Wunde

Mit verschiedenen Körperansichten sowie mehreren Detailansichten können Sie die Wunde des Patienten genau lokalisieren.

Aufnahme der Wunde

Mit Hilfe der 5 MP Kamera und des Abstandssensor nehmen Sie ein vergleichbares, qualitativ hochwertiges Bild der Wunde auf. Umranden Sie die Wunde auf dem großen 5 Zoll Touchscreen. Die Wundmaße werden automatisch ermittelt.

Information zur Wunde

In einem weiteren Schritt können Sie jegliche, frei konfigurierbaren Informationen zur Wunde aufnehmen und so die Wunddokumentation komplett abschließen.

Übergabe ans KIS

Die Wunddokumentationen können online sowie offline per Dockingstation mittels einer HL7-Schnittstelle ins Krankenhausinformationssystem (KIS) übertragen werden. Eine sichere Datenübertragung und Zuordnung zum Patienten ist somit gewährleistet.

Dokumentationssoftware

Mit Hilfe der Dokumentationssoftware kann u. a. die Abfrage der Wundbeschreibung frei und kundenindividuell konfiguriert werden.

Weiterhin kann auch bei einer Stand-Alone Variante (keine Übertragung ins KIS) der Heilungsverlauf sowie alle relevanten Informationen durch verschiedene Auswertungen übersichtlich dargestellt, nachvollzogen und wiedergegeben werden.

Unser Service für Sie

Nicht nur bei der Einführung, sondern auch während des gesamten Einsatzes unserer mobilen Terminals M315, stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.



ACD bietet **Anwenderschulungen** für Ihre Mitarbeiter an.



Kompetente Hilfestellung erhalten Sie werktags von unseren Entwicklern über die **ACD-Service-Hotline**.



Überzeugen Sie sich durch eine **Teststellung** in Ihrem Haus von unserer mobilen Wunddokumentation Imagis.

